

**Lotto 1 – Voce a
Cod. Art. 2705706**

LINES SPECIALIST CLASSIC PANNOLONE A MUTANDINA SUPER

MISURA GRANDE

PRODOTTO PRIVO DI LATTICE

Codice ISO DM332 09.30.04.003 - Codice ISO DPCM 09.30.21.003

Prodotto in conformità alla normativa **CE**



*Ausilio assorbente di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, indicato nei casi di incontinenza grave
circonferenza vita da 100 a 150 cm*

STRUTTURA DEL PRODOTTO

Filtrante a contatto con la cute	Telino in Tessuto Non Tessuto ipoallergenico dermatologicamente testato.
Materiale assorbente:	Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale strato a rapido assorbimento.
Rivestimento esterno:	Materiale impermeabile atossico, tale da costituire una barriera ai liquidi, in polietilene con indicatori di bagnato. Bande laterali in Tessuto Non Tessuto.

COMUNICAZIONE SUL CONFEZIONAMENTO

Pratiche e compatte buste in polietilene:

- maniglia, per una più agevole presa ed un pratico trasporto della busta;
- presenza di un sistema di apertura pretagliato, che indica il punto di strappo della busta, facilitandone l'apertura e il prelievo del prodotto dalla stessa;

Sull'esterno della confezione viene indicato :

- il livello di assorbenza
- le istruzioni per un corretto utilizzo del prodotto
- il **numero verde 800 - 347788** a cui rivolgersi per informazioni sui prodotti.
- il lotto di produzione per una agevole rintracciabilità dei prodotti.
- istruzioni sulle buste per un corretto smaltimento degli ausili
- caratteristiche funzionali e tecniche dell'ausilio
- taglia, formato e circonferenza
- Pezzi per confezione

Confezione primaria (Buste)

Pezzi per confezione: 30	Dimensioni (mm): 290 x 175 x 490	Volume (m³): 0,025
Confezione secondaria (Cartoni)		
Confezioni per cartone: 4	Dimensioni (mm): 600 x 400 x 511	Volume (m³): 0,1226

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<p>FASCE LATERALI TRASPIRANTI E AVVOLGENTI</p>	<p>L'innovativo disegno di prodotto ha le fasce laterali traspiranti, lasciando la pelle più libera di respirare e riducendo così il rischio di arrossamenti e irritazioni anche in una delle zone di maggiore frizione e sudorazione. Esse formano inoltre la fascia in vita "Super Fit" che, insieme al materassino assorbente più anatomico, permettono all'ausilio di modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo, riducendo l'occlusione che sovente è causa di irritazioni cutanee.</p>
<p>SISTEMA DI FISSAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO ADESIVO</p> 	<p>Chiusura in vita mediante quattro adesivi laterali (2 per lato) riposizionabili, in materiale plastico con un profilo arrotondato ad onde per un'apertura ergonomica ed un agevole riposizionamento. La speciale struttura degli adesivi è costituita da un'etichetta con 2 strati di materiale adesivo: uno azzurro e l'altro bianco. Il primo posizionamento avviene applicando l'adesivo di colore azzurro sulla plastica esterna. I successivi controlli del prodotto possono essere effettuati grazie alla facilità ed alla molteplicità dei riposizionamenti, sollevando e riposizionando la parte adesiva bianca dell'etichetta sulla precedente azzurra. La speciale struttura delle etichette permette inoltre una chiusura del prodotto facilmente regolabile e adattabile alle diverse conformazioni corporee.</p>
<p>SISTEMA DEGLI ELASTICI</p>	<p>Il sistema degli elastici consente al prodotto di aderire meglio intorno alle gambe; gli elastici aiutano il prodotto indossato ad assumere una vestibilità simile a quella di una mutanda, contribuendo a ridurre il rischio di perdite di flussi minzionali alla sgambatura. Una corretta scelta di taglia ed applicazione del prodotto aiuta altresì a ridurre il rischio di segni sulla cute.</p>
<p>FUNZIONALITA' E MORBIDEZZA BARRIERE LATERALI</p>	<p>All'interno del prodotto ed attaccate al telino superiore vi sono posizionate due barriere laterali antifughe costituite da materiale idrofobo che, creando un dislivello rispetto al corpo assorbente, aiutano a prevenire le fuoriuscite di liquidi e solidi. L'effetto barriera è guidato dal filo elastico posizionato all'interno delle spondine. Le barriere, composte di materiale morbido, risultano delicate al contatto con la pelle (Rif. ISO 15621 par.5.4).</p>
<p>CONTROLLO ODORI</p>  	<p>Uno dei problemi maggiormente legato al fenomeno dell'incontinenza è il malodore. Il 94% degli utilizzatori di ausili per incontinenza è alla ricerca di un prodotto specifico che possa controllare il malodore. Il pannolone a mutandina LINES SPECIALIST CLASSIC contiene "un sistema di controllo degli odori" basato su:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'efficacia dei polimeri superassorbenti, che ostacolano la formazione di composti maleodoranti; Il polimero superassorbente, infatti, grazie alla sua struttura assorbe i flussi minzionali e neutralizza alcune molecole maleodoranti contenute negli stessi flussi minzionali. L'azione di controllo degli odori del polimero è stata misurata da laboratori accreditati. 2. Il Nuovo sistema Anti-Odor System™ con brevetto depositato che ha una doppia azione contro gli odori. Anti-Odor System™, la prima tecnologia specifica per il controllo degli odori nel mercato dell'incontinenza severa, è un insieme di sostanze a bassa ed alta volatilità, specificatamente studiato per ridurre la percezione del malodore attraverso diversi meccanismi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ all'interno del prodotto in fase liquida: favorisce la formazione di composti non maleodoranti grazie alla combinazione tra Anti-Odor System ed i composti maleodoranti dell'urina; ➤ all'esterno del prodotto in fase gassosa: per una presenza ridotta delle molecole maleodoranti ed un stimolazione dei recettori nasali dove, le molecole ad alta volatilità dell'Anti-Odor System "occupano" i recettori nasali impedendo, temporaneamente, l'ingresso delle molecole maleodoranti. <p>L'efficacia della tecnologia Anti-Odor System™ nel controllo degli odori è stata misurata da laboratori accreditati.</p>

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

QUALITA' E ANATOMICITA' DEL MATERASSINO ASSORBENTE

Il corpo assorbente è composto da:

a) Materassino di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri Superassorbenti;

b) Speciale strato a rapido assorbimento che favorisce una veloce acquisizione del liquido e la sua distribuzione all'interno del prodotto. Particolare attenzione viene prestata alla formazione del materassino assorbente utilizzando uno **stampo specifico che dà allo stesso una sagoma ed un profilo altamente definiti**. Lo stesso stampo è progettato in modo da garantire una **omogenea ed adeguata distribuzione dei materiali assorbenti**.

Tali stampi vengono costantemente sottoposti a controlli di qualità e regolare manutenzione al fine di garantirne la ottimale funzionalità e quindi efficienza, riducendo quasi completamente il rischio di ottenere profili disomogenei (e.g. controlli 12 volte l'anno). L'uniformità dello stampo garantisce una formazione del materassino assorbente in totale conformità con le specifiche tecniche di prodotto e relativa produzione, garantendo la capacità di assorbimento dei prodotti studiati per i diversi tipi di incontinenza urinaria. **Lo stampo è studiato in modo da creare un tampone assorbente che con la sua profilatura e sagomatura sia in grado di seguire tutte le forme anatomiche dell'area interessata dal prodotto (zona del cavallo, circonferenza gamba, punto di minzione, ecc..).** L'anatomicità del tampone assorbente così ottenuta risponde inoltre alle indicazioni fornite dalla ISO 15621 par. 5.5. (lett. b e lett.e). La profilatura del tampone assorbente cambia in lunghezza, larghezza e sagomatura al centro a seconda della taglia e della relativa corporatura dell'utilizzatore dell'ausilio.

VESTIBILITA' E CONFORT

Vestibilità e Confort di un ausilio assorbente si massimizzano quanto più il prodotto riesce ad assomigliare ad una "mutanda" vera e propria. Sgambatura e sottigliezza del materassino assorbente sono le caratteristiche che più possono portare un ausilio a riprodurre il confort e la vestibilità di una mutanda.

Per quanto riguarda la sgambatura, la lunghezza del tratto curvo della sgambatura del materassino assorbente definisce la capacità del materassino assorbente di seguire l'anatomia del cavallo fino alla zona inguinale. In sintesi, **una curvatura più lunga si traduce in una maggiore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica,** evitando/limitando ammassamenti del materassino, viceversa, una curvatura più corta si traduce in una minore capacità del prodotto di conformarsi alla zona anatomica, creando un ammassamento dello stesso che penalizza il confort. **La lunghezza della sgambatura è stata certificata attraverso test effettuati da laboratori specializzati (Rif. ISO 15621 par. 5.5 - SSCCP Milano Metodo 8).**


Per quanto riguarda la sottigliezza: lo spessore del prodotto determina la capacità dello stesso di modellarsi all'anatomia dell'utente dando quindi una maggiore vestibilità e confort. In sintesi, durante l'uso, un prodotto più sottile ha una maggiore capacità di modellarsi al corpo, evitando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso.; viceversa, un prodotto più spesso tende a perdere la capacità di modellarsi al corpo creando scomodi ammassamenti, rischiosi per la funzionalità dello stesso. Lo spessore interno del materassino è stato certificato attraverso test effettuati da laboratori specializzati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

TRASPIRABILITA'

La traspirabilità del prodotto può essere guidata dalla **capacità dell'intero prodotto di dare meno occlusione. In particolare le Bande Laterali in Tessuto Non Tessuto** lasciano la pelle più libera di respirare e, insieme alla sagomatura dell'ausilio LINES SPECIALIST CLASSIC permette allo stesso di **modellarsi adeguatamente alle pieghe anatomiche del corpo riducendo quell'ammucchiamento che sovente è causa di occlusione.** Il prodotto LINES SPECIALIST CLASSIC è studiato quindi per ridurre quanto più possibile l'ingombro e/ol'ammucchiamento dello stesso che può generare occlusioni della pelle con conseguente rischio di irritazioni cutanee.

DERMOPROTEZIONE



Le elevate performance di assorbenza e asciuttezza contribuiscono a tenere l'umidità lontano dalla pelle, garantendo un primo livello di dermoprotezione. In aggiunta, altri 3 componenti esercitano un'azione "attiva" di dermoprotezione:

- il **filtrante tessuto non tessuto dermatologicamente testato** e studiato per ridurre i rischi di allergia;
- il **filtrante con "DERMOPROTEZIONE"** cioè con una lozione arricchita con Aloe, emolliente naturale, che allontana l'umidità dalla pelle aiutando a prevenire le irritazioni. Tale lozione è applicata sulla parte posteriore del prodotto che, in uso, è a contatto con la zona sacro-coccigea, particolarmente soggetta alla formazione di piaghe da decubito. L'attività lenitiva e protettiva della lozione è stata valutata attraverso test clinici di compatibilità cutanea effettuati presso istituti specializzati. La superficie trattata con lozione varia in base alla taglia del prodotto, disegnate per diverse strutture corporee. **La lozione risponde ai benefici di protezione della pelle riportati nella ISO 15621 paragrafo 5.4.**
- Il prodotto **latex free**

INDICATORI DI CAMBIO

Gli indicatori di umidità presenti sul prodotto sono di tipologia "a viraggio" e cambiano dal giallo iniziale all'azzurro quando a contatto con liquidi, rispondendo ad un cambiamento di pH nel range di 4-8. Essi sono visibili esternamente al prodotto sotto forma di sottili strisce (colore giallo) disposte in modo tale da coprire l'intera lunghezza del pannolone.

Gli indicatori di umidità, con il loro intrinseco meccanismo di viraggio di colore in corrispondenza dell'area bagnata del prodotto, permettono di riconoscere dall'esterno l'estensione dell'area bagnata del pannolone quando è indossato.

L'efficacia degli indicatori di bagnato viene valutata tecnicamente attraverso test di imbibizione prodotto con liquido urino-simile e in condizioni reali d'uso con utenti incontinenti.

Gli indicatori di bagnato sia nel loro colore iniziale giallo che in quello dopo reazione azzurro rispettano la discrezione del prodotto che, come anche riportato nel paragrafo 5.6 della ISO15621, non risulta visibile attraverso gli indumenti.

Gli indicatori di bagnato agevolano il compito dei caregivers che per controllare la saturazione del tampone assorbente possono osservare la lunghezza degli indicatori di umidità che sono virati dal giallo all'azzurro evitando quindi di aprire il pannolone.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

INDICATORI DI TAGLIA

Si ha una chiara identificazione del prodotto grazie al colore del rivestimento esterno differenziato per taglia.
L'indicazione della taglia e del livello di assorbenza sono riportati sul prodotto, sulla confezione e sul cartone.

Ausilio prodotto su linee di produzione di derivazione Fameccanica.Data S.p.A., società controllata da Fater al 100% e anch'essa certificata UNI EN ISO 9001:2008.