

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di fissaggio per incontinenza grave  
Formato Grande



<b>Marca</b>	Serenity
<b>Modello</b>	Pannolone mutandina
<b>Denominazione commerciale</b>	Pannolone mutandina Serenity Soft Dry+ Aloe Ultra Taglia Large
<b>Codice completo articolo</b>	37202300010
<b>Codice ISO D.P.C.M. 12/01/17</b>	09.30.21.012
<b>Codice ISO D.M. 332/99</b>	r. 09.30.04.003
<b>Codice NTN</b>	r. 101.21.01
<b>Codice Ean</b>	8058150562864
<b>Codice Paraf</b>	970930501
<b>Codice CND</b>	T04010103
<b>Codice RDM</b>	1400965
<b>Fabbricante</b>	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia

- ✓ Prodotto rispondente ai requisiti del Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici – MDR
- ✓ Dispositivo medico monouso classe I°, Regola 1
- ✓ Marcatura CE – Autocertificazione notificata al Ministero della Sanità

**DESCRIZIONE:**

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio riposizionabile per chiusura in vita, mediante 4 etichette adesive riposizionabili avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina. L'ausilio è composto da un supporto di materiale impermeabile in TNT interamente, morbido, atossico e con indicatore di umidità; rivestimento interno in tessuto non tessuto resistente ed ipoallergenico; presenza di 2 barriere antifurioscita elasticizzate costituite da un morbido velo ipoallergenico in TNT; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri superassorbenti (superabsorbent polymers) caratterizzato dalla presenza di una maggiore quantità di polimeri superassorbenti allo scopo di realizzare una più elevata capacità di assorbimento destinata ad un'incontinenza grave.

**DESTINATARI D'USO:**

Adatto per persone soggette a incontinenza urinaria e/o fecale grave. Adatto per utilizzatori aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm.

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema integrato di fissaggio per incontinenza grave  
Formato Grande

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### TRASPIRABILITA'



Il Pannolone Mutandina è rivestito esternamente da un morbido tessuto non tessuto (laminato polietilene/ polipropilene), **traspirante all'aria e impermeabile ai liquidi**, antiriscaldamento, morbido e silenzioso. La presenza di rivestimento traspirante esterno contribuisce a :

- Prevenire rischi di arrossamenti e irritazioni cutanee
- Mantenere sana l'epidermide e l'integrità cutanea;
- Contrastare l'eccessivo surriscaldamento del microambiente che si forma tra corpo e pannolone contenendo di conseguenza il riscaldamento cutaneo;
- Garantire una maggiore sensazione di freschezza.

Morbidi, silenziosi, delicati sulla pelle, alle tradizionali caratteristiche di un pannolone per incontinenza urinaria, gli ausili traspiranti associano massimo comfort per l'assistito e maggiore discrezione, prevenendo il rischio di insorgenza di piaghe da decubito.

### VALIDITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO



Il sistema di fissaggio è costituito da quattro etichette riposizionabili ad adesione combinata (sistema di aggancio meccanico per una migliore resistenza e riposizionabilità + inserti adesivi per una maggiore stabilità in uso) con invito ergonomico all'apertura ( di colore blu per immediata riconoscibilità).

### INDICATORE DI CAMBIO

Rilevatore di umidità a scomparsa graduale se a contatto con liquidi, è presente longitudinalmente ed è chiaramente visibile e valutabile dall'esterno.

Il rilevatore di umidità, a contatto con il bagnato, tende a perdere la sua definizione per poi gradualmente scomparire, segnalando così chiaramente il livello di saturazione del prodotto. Il posizionamento longitudinale su buona parte del prodotto è in grado di rivelare, con il prodotto indossato, se la saturazione è solo nella parte centrale o se si sta allargando anche alle estremità di prodotto.

### PRESENZA DI TECNOLOGIA DI DERMOPROTEZIONE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di dermoprotezione a base di Aloe Vera, sostanza naturale dermoprotettiva dalle riconosciute proprietà lenitive e protettive, presente sul tessuto di rivestimento interno del pannolone.

Il sistema è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Regolamento n°1223/2009, come previsto dai CAM.

Ulteriori caratteristiche a tutela del benessere della pelle:

il pieno controllo del processo produttivo garantisce la **completa assenza di lattice**, prevenendo il rischio di reazioni allergiche. Non vengono inoltre utilizzati procedimenti chimici sbiancanti. Sul materassino assorbente non sono presenti resine, collanti e altri agenti chimici.

Il tessuto non tessuto di rivestimento interno è traspirante e ipoallergenico.

### PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELL'ODORE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di polimeri superassorbenti con capacità di controllo dell'odore, che, opportunamente miscelati con cellulosa sbiancata a fibra lunga, è in grado di **abbattere drasticamente la proliferazione dei cattivi odori**.

### COMPOSIZIONE:

- **Corpo centrale assorbente:** doppio strato di fluff in pura cellulosa a fibra lunga, a spessore differenziato, favorisce la migliore diffusione dei liquidi. Non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici
- **Polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, maggiormente concentrati nella parte centrale del corpo assorbente. Contribuiscono a conferire un effetto anti-odore.
- **Acquisition layer:** tessuto filtrante che favorisce una veloce acquisizione dei liquidi inibendone il ritorno in

Pannolone a mutandina totalmente traspirante con sistema  
integrato di fissaggio per incontinenza grave  
Formato Grande

superficie e garantendo così un effetto asciutto sulla pelle

- **Strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene) resistente e ipoallergenico
- **Elastici longitudinali:** 10 morbidi fili elastici di Lycra, 6 dei quali posti ai bordi longitudinali, 4 posti sulle barriere, per migliorare la vestibilità e la tenuta laterale dell'ausilio.
- **Barriere antifuoriuscite:** 2 barriere longitudinali elasticizzate in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione, termosaldate, "Tuttostop" ®
- **Imballaggio primario:** in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del modello, livello di assorbenza, taglia, codice commerciale, lotto di produzione, numero di pezzi contenuti nella confezione.
- **Imballaggio secondario:** imballo esterno anonimo, rispondente ai requisiti della legge per la privacy.
- **Resine, collanti, agenti chimici nel materassino:** assenti, a tutela del benessere edell'integrità cutanee
- **Latex free:** privo di Lattice, per la prevenzione di allergie e sensibilizzazioni cutanee