

SCHEDA TECNICA
Pampers Progressi Micro

| | |
|---|---|
| DESCRIZIONE PRODOTTO: | Pannolino di forma anatomica, idoneo a realizzare indossato una mutandina, con elastici lungo i bordi longitudinali e bande interne tieni tutto, munito di sistema di fissaggio integrato |
| MATERIALE ASSORBENTE: | Materassino assorbente di polpa di pura cellulosa, con aggiunta di polimeri superassorbenti e speciale doppio strato a rapido assorbimento brevettato* , privo di resine o altri agenti chimici. |
| TAGLIE: | MICRO |
| UTILIZZATORI: (peso corporeo kg) | da 1,5 a 2,5 kg |
| CARATTERISTICHE: | <p>Incavo ombelicale che lascia scoperto l'ombelico favorendone la cicatrizzazione.</p> <p>Materassino assorbente rivoluzionario composto da una sottilissima rete con migliaia di particelle di polimeri assorbenti di ultima generazione, che rende il pannolino più leggero e sottile, migliorandone notevolmente comfort e vestibilità, garantendo allo stesso tempo la massima asciuttezza.</p> <p>Sistema di chiusura estensibile con morbide fasce laterali elastiche ed avvolgenti, per una perfetta aderenza al pancino.</p> <p>Morbide bande interne anti-fuoriuscite con doppi elastici, tre elastici alle gambine.</p> <p>Indicatore di taglia sulla fascia frontale del pannolino</p> <p>Indicatore di umidità.</p> <p>Senza lattice.</p> |
| RIVESTIMENTO ESTERNO: | Materiale impermeabile atossico in morbido e silenzioso polietilene interamente traspirante (trattamento antirumore) ricoperto da un morbido telino "tipo cotone" . |
| RIVESTIMENTO A CONTATTO CON LA PELLE: | Telino filtrante in Tessuto Non Tessuto |
| FISSAGGIO PRODOTTO: | Esclusivo sistema di chiusura estensibile in vita "Strip Strap" mediante adesivi laterali tipo velcro riposizionabili e sovrapponibili anche in presenza di creme. Bande frontali traspiranti per rendere più agevole l'applicazione del pannolino. |
| FORMATO: | UNISEX |
| CONFEZIONAMENTO: | Facilità di apertura delle confezioni attraverso la presenza di invito all'apertura. |
| CONFEZIONE: (busta da) | 24 pezzi |
| lunghezza (mm) | 188 |
| profondità (mm) | 100 |
| altezza (mm) | 157 |
| Volume della confezione (m ³) | 0,003 |
| IMBALLO: (cartone da) | 8 buste |
| lunghezza (mm) | 397 |
| profondità (mm) | 331 |
| altezza (mm) | 223 |
| Volume del cartone (m ³) | 0,029 |
| FUNZIONE PRIMARIA: | Protezione assorbente per l'igiene del neonato prematuro |

(*) g.1 di Sa (Superassorbente in gel) ad alta capacità di assorbenza equivale a g.15,25 di polpa di cellulosa

(*) Brevetto n. EP-B-0.429.112 e n. EP-B-0.512.010

Metodo ISO 11948-1