

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio per incontinenza media
Formato Grande



Marca	Serenity
Modello	Pannolone mutandina
Denominazione commerciale	Pannolone mutandina Serenity Soft Dry + aloe Extra taglia Large
Codice completo articolo	37201300060
Codice ISO D.P.C.M. 12/01/17	09.30.21.003
Codice ISO D.M. 332/99	09.30.04.003
Codice NTN	101.21.01
Codice Ean	8058150563304
Codice Paraf	971735725
Codice RDM	1509522
Codice CND	T04010103
Fabbricante	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia

- ✓ Prodotto rispondente ai requisiti del Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici – MDR
- ✓ Dispositivo medico monouso classe I°, Regola 1
- ✓ Marcatura CE – Autocertificazione notificata al Ministero della Sanità

DESCRIZIONE:

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio riposizionabile per chiusura in vita, mediante 4 etichette adesive riposizionabili avente forma idonea a realizzare, indossato, una mutandina. L'ausilio è composto da un rivestimento esterno di materiale impermeabile in TNT interamente traspirante, morbido, atossico e con indicatore di umidità; rivestimento interno in tessuto non tessuto resistente ed ipoallergenico; presenza di barriere antifurioscita elasticizzate costituite da un morbido velo ipoallergenico in TNT; corpo centrale assorbente (materassino) in cellulosa a fibra lunga e polimeri superassorbenti (superabsorbent polymers), con uno strato superiore ad assorbimento rapido.

DESTINATARI D'USO:

Adatto ai pazienti affetti da incontinenza urinaria e/o fecale media, **con circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm.**

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio per incontinenza media
Formato Grande

CARATTERISTICHE TECNICHE

TRASPIRABILITA'



Il Pannolone Mutandina è rivestito esternamente da un morbido tessuto non tessuto (laminato polietilene/polipropilene), **traspirante all'aria e impermeabile ai liquidi**, antiriscaldamento, morbido e silenzioso. La presenza di rivestimento traspirante esterno contribuisce a :

- Prevenire rischi di arrossamenti e irritazioni cutanee
- Mantenere sana l'epidermide e l'integrità cutanea;
- Contrastare l'eccessivo surriscaldamento del microambiente che si forma tra corpo e pannolone contenendo di conseguenza il riscaldamento cutaneo;
- Garantire una maggiore sensazione di freschezza.

Morbidi, silenziosi, delicati sulla pelle, alle tradizionali caratteristiche di un pannolone per incontinenza urinaria, gli ausili traspiranti associano massimo comfort per l'assistito e maggiore discrezione, prevenendo il rischio di insorgenza di piaghe da decubito.

VALIDITA' DEL SISTEMA DI FISSAGGIO



Il sistema di fissaggio è costituito da quattro etichette riposizionabili ad adesione combinata (sistema di aggancio meccanico per una migliore resistenza e riposizionabilità + inserti adesivi per una maggiore stabilità in uso) con invito ergonomico all'apertura (di colore blu per immediata riconoscibilità).

INDICATORE DI CAMBIO

Rilevatore di umidità a scomparsa graduale se a contatto con liquidi, è presente longitudinalmente ed è chiaramente visibile e valutabile dall'esterno.

Il rilevatore di umidità, a contatto con il bagnato, tende a perdere la sua definizione per poi gradualmente scomparire, segnalando così chiaramente il livello di saturazione del prodotto. Il posizionamento longitudinale su buona parte del prodotto è in grado di rivelare, con il prodotto indossato, se la saturazione è solo nella parte centrale o se si sta allargando anche alle estremità di prodotto.

PRESENZA DI TECNOLOGIA DI DERMOPROTEZIONE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di dermoprotezione a base di Aloe Vera, sostanza naturale dermoprotettiva dalle riconosciute proprietà lenitive e protettive, presente sul tessuto di rivestimento interno del pannolone.

Il sistema è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Regolamento n°1223/2009, come previsto dai CAM.

Ulteriori caratteristiche a tutela del benessere della pelle:

il pieno controllo del processo produttivo garantisce la **completa assenza di lattice**, prevenendo il rischio di reazioni allergiche. Non vengono inoltre utilizzati procedimenti chimici sbiancanti. Sul materassino assorbente non sono presenti resine, collanti e altri agenti chimici.

Il tessuto non tessuto di rivestimento interno è traspirante e ipoallergenico.

PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELL'ODORE



Il Pannolone Mutandina è dotato di sistema di polimeri superassorbenti con capacità di controllo dell'odore, che, opportunamente miscelati con cellulosa sbiancata a fibra lunga, è in grado di **abbattere drasticamente la proliferazione dei cattivi odori**.

COMPOSIZIONE:

- **Corpo centrale assorbente:** fluff in pura cellulosa a fibra lunga, favorisce la migliore diffusione dei liquidi. Non trattata con additivi chimici, né resine, né collanti tossici.
- **Polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, maggiormente concentrati nella parte centrale del corpo assorbente contribuiscono a conferire un effetto anti-odore.

Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio per incontinenza media
Formato Grande

- **Acquisition layer:** tessuto filtrante che favorisce la diffusione dei liquidi e riduce il ritorno di umidità.
- **Strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene) resistente e ipoallergenico, particolarmente confortevole, trattato con Aloe.
- **Rivestimento esterno:** morbido TESSUTO NON TESSUTO TRASPIRANTE laminato (polipropilene/polietilene), antifruscio, per una migliore garanzia di benessere e comfort del paziente.
- **Elastici longitudinali:** 3+3 morbidi fili elastici di Lycra posti ai bordi longitudinali (giro coscia), per migliorare la vestibilità. 2+2 fili elastici di Lycra per sostenere le barriere laterali.
- **Etichette adesive:** 4 etichette adesive riposizionabili.
- **Barriere antifuoriuscita:** presenza di 2 barriere laterali antifuoriuscita in morbido tessuto non tessuto idrofobo
- **Imballaggio primario:** in confezione compact, con apertura facilitata ed identificazione del modello, livello di assorbenza, taglia, codice commerciale, codice ISO, lotto di produzione, numero di pezzi contenuti nella confezione.
- **Imballaggio secondario:** imballo esterno rispondente anonimo, ai requisiti della legge per la privacy
- **Resine, collanti, agenti chimici nel materassino:** assenti, a tutela del benessere e dell'integrità cutanee
- **Latex free:** privo di Lattice, per la prevenzione di allergie e sensibilizzazioni cutanee.