


Assorbente sagomato senza sistema integrato di fissaggio
Formato Piccolo/ Mini/ Plus



Marca	Serenity
Modello	Pannolone sagomato
Denominazione commerciale	Pannolone sagomato Classic Plus
Codice completo articolo	37192300050
Codice ISO D.P.C.M. 12/01/17	09.30.18.054
Codice ISO D.M. 332/99	09.30.04.018
Codice NTN	101.21.21
Codice Ean	8058150563021
Codice Paraf	971173366
Codice CND	T04010102
Codice RDM	1436244
Fabbricante	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia

- ✓ *Prodotto rispondente ai requisiti del Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici – MDR*
- ✓ *Dispositivo medico monouso classe I°, Regola 1*
- ✓ *Marcatura CE – Autocertificazione notificata al Ministero della Sanità*

DESCRIZIONE:

Assorbente senza sistema integrato di fissaggio sagomato, aderente e di facile vestibilità, con rivestimento esterno in polietilene atossico, impermeabile alla fuoriuscita dei liquidi. Materassino assorbente costituito da polimeri superassorbenti (super-absorbent polymers) e cellulosa a fibra lunga, ricoperto di un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle trattato con sostanza dermoprotettiva. L'ausilio è dotato di 2 barriere laterali antif fuoriuscita, per il contenimento di perdite giornaliere consistenti.

DESTINATARI D'USO:

Consigliato per persone deambulanti e non, soggette a incontinenza urinaria e/o fecale media; si utilizza con speciali mutande elasticizzate riutilizzabili. Il rivestimento esterno traspirante lo rende particolarmente adatto per prevenire lesioni da decubito.

Assorbente sagomato senza sistema integrato di fissaggio
Formato Piccolo/ Mini/ Plus

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRESENZA DI COLORE/ SIMBOLO O ALTRO METODO IDENTIFICATIVO DEL LIVELLO DI ASSORBENZA

La confezione è dotata di un triplo sistema per l'identificazione del livello di assorbenza, che identifica univocamente il livello di assorbenza "Plus":

- ✓ Descrizione per esteso del livello di assorbenza PLUS
- ✓ Sistema simbolico: la presenza di una goccia piena su quattro
- ✓ Sistema cromatico: le scritte sono realizzate in colore **AZZURRO**

INDICATORE DI CAMBIO

Rilevatore di umidità a scomparsa graduale se a contatto con liquidi, è presente longitudinalmente ed è chiaramente visibile e valutabile dall'esterno. Il rilevatore di umidità, a contatto con il bagnato, tende a perdere la sua definizione per poi gradualmente scomparire, segnalando così chiaramente il livello di saturazione del prodotto. Il posizionamento longitudinale su buona parte del prodotto è in grado di rivelare, con il prodotto indossato, se la saturazione è solo nella parte centrale o se si sta allargando anche alle estremità di prodotto.

PRESENZA DI TECNOLOGIA DI DERMOPROTEZIONE



L'efficacia dermoprotettiva dei pannoloni sagomati Serenity viene garantita grazie alla presenza di lozione dermoprotettiva a base di Aloe Vera applicata sul rivestimento interno del pannolone sagomato. Il tessuto traspirante utilizzato è trattato con Aloe Vera (Barbadensis leaf juice), sostanza dermoprotettiva dalle riconosciute proprietà lenitive e protettive. Come accade per i prodotti ricchi di mucopolisaccaridi, il gel di Aloe forma un film protettivo sulla pelle, che gli consente di svolgere la

funzione di ottimo agente idratante naturale.

Tradizionalmente vengono attribuite all'Aloe anche proprietà cicatrizzanti, lenitive e disarrossanti.

Ulteriori caratteristiche a tutela del benessere della pelle:

il pieno controllo del processo produttivo garantisce la **completa assenza di lattice**, prevenendo il rischio di reazioni allergiche. Non vengono inoltre utilizzati procedimenti chimici sbiancanti. Sul materassino assorbente non sono presenti resine, collanti e altri agenti chimici.

Il tessuto non tessuto di rivestimento interno è traspirante e ipoallergenico.

4.B PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELL'ODORE



Il Pannolone Sagomato è dotato di sistema di polimeri superassorbenti con capacità di controllo dell'odore, che, opportunamente miscelati con cellulosa sbiancata a fibra lunga, è in grado di **abbattere drasticamente la proliferazione dei cattivi odori**.

COMPOSIZIONE

- **Corpo centrale assorbente:** fluff in pura cellulosa a fibra lunga non trattata con sbiancanti ottici
- **Polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, maggiormente concentrati nella parte centrale del corpo assorbente, assenti nel primo strato di fluff. **Garantiscono un effetto anti-odore.**
- **Strato a contatto con la pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene) resistente e ipoallergenico, con trattamento dermoprotettivo all'Aloe.
- **Rivestimento esterno:** morbido polietilene micro-goffrato impermeabile, atossico ed antifruscio.
- **Barriere antifurioscite:** in morbido tessuto non tessuto idrofobo a tre livelli di protezione
- **Elastici longitudinali:** morbidi fili elastici di Lycra, posizionati ai bordi longitudinali e sulle barriere, rivestiti da morbido TNT, per migliorare la vestibilità e la tenuta laterale dell'ausilio.
- **Nr. di lotto:** stampato sul prodotto, sulla confezione primaria e sulla confezione secondaria
- **Imballaggio:** in confezione compact, altamente compressa per facilitarne lo stoccaggio ed il trasporto.
- **Imballaggio secondario multiconfezione:** in cartone certificato FSC con maniglie laterali
- **Invito all'apertura:** sulla confezione primaria è presente una linea pretagliata ideata per facilitarne l'apertura
- **Resine, collanti, agenti chimici nel materassino assorbente:** assenti
- **Latex free:** privo di Lattice, per la prevenzione di allergie e sensibilizzazioni cutanee