



<b>Marca</b>	Serenity
<b>Modello</b>	Pannolone Rettangolare
<b>Denominazione commerciale</b>	Pannolone Rettangolare Serenity senza Barriera impermeabile
<b>Codice completo articolo</b>	00037807300080
<b>Codice ISO D.P.C.M. 12/01/17</b>	r. 09.30.04.060
<b>Codice ISO D.M. 332/99</b>	r. 09.30.04.021
<b>Codice NTN</b>	r. 101.21.23
<b>Codice Ean</b>	8003670917809
<b>Codice Paraf</b>	920976988
<b>Codice CND</b>	T04010101
<b>Codice RDM</b>	923774
<b>Fabbricante</b>	Serenity S.P.A. - Ortona (Chieti) - Italia

- ✓ Prodotto rispondente ai requisiti del Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici – MDR
- ✓ Dispositivo medico monouso classe I°, Regola 1
- ✓ Marcatura CE – Autocertificazione notificata al Ministero della Sanità

**DESCRIZIONE:**

Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio, ad elevata flessibilità, con rivestimento interno morbido ed ipoallergenico, con materiale assorbente costituito da polimeri superassorbenti e fluff in pura cellulosa.

**DESTINATARI D'USO:**

Prodotto unisex.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### → SISTEMA DI CHIUSURA/FISSAGGIO DEL PRODOTTO

Il pannolone rettangolare deve essere utilizzato in combinazione con le apposite "mutandine elasticizzate riutilizzabili", che fissano e mantengono in posizione l'ausilio.

### → SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

L'ausilio è dotato di un triplo sistema per l'identificazione del prodotto e del livello di assorbenza, che identifica univocamente il livello di assorbenza PLUS:

- ✓ Descrizione per esteso del livello di assorbenza PLUS
- ✓ Sistema simbolico: la presenza di una goccia piena su quattro (●●●●)

### PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO DELL'ODORE



Il Pannolone Rettangolare è dotato di sistema di polimeri superassorbenti con capacità di controllo dell'odore, che, opportunamente miscelati con cellulosa sbiancata a fibra lunga, è in grado di **abbattere drasticamente la proliferazione dei cattivi odori**.

### → COMPOSIZIONE

- **Corpo centrale assorbente:** fluff in pura cellulosa a fibra lunga, a spessore differenziato, con speciale calandratura per favorire la migliore diffusione dei liquidi.
- **Polimeri superassorbenti:** granuli di poliacrilato, concentrati nella parte centrale del corpoassorbente. Garantiscono un effetto anti-odore.
- **Strato contatto pelle:** tessuto non tessuto (polipropilene), resistente e ipoallergenico.
  - **Sottostrato:** Velino di ovatta di cellulosa al 100% atta a favorire la diffusione dei liquidi.
  - **Strato esterno:** tessuto non tessuto (polipropilene), resistente e ipoallergenico.
  - **Nr. Di Lotto:** stampato sulla confezione e sul cartone.
- **Imballaggio:** in confezione compact, altamente compressa per facilitarne lo stoccaggio ed il trasporto. Con apertura pretagliata facilitata. L'imballo primario riporta i codici identificativi del prodotto (codice interno aziendale, cod EAN e Paraf, ove presente), lotto di produzione, nome commerciale, tipologia di ausilio, formato/ taglia e quantitativo totale contenuto nella confezione e tutte le indicazioni e simbologie previste per gli ausili assorbenti monouso per incontinenza e per la corretta conservazione dei prodotti stessi.
- **Resine, collanti, agenti chimici nel materassino:** assenti
- **Latex free:** privo di Lattice, per la prevenzione di allergie e sensibilizzazioni cutanee